

14.1 STATIM 2000 G4

Dimensiuni unitate:	Lungime:	50,0 cm
	Lățime:	41,5 cm
	Înălțime:	16 cm
Dimensiune casetă (exterior):	Lungime:	41 cm (include mânererele)
	Lățime:	19,5 cm
	Înălțime:	4 cm
Dimensiune casetă (interior):	Lungime:	28 cm
	Lățime:	18 cm
	Înălțime:	3,5 cm
Volum cameră de sterilizare:		1,8 l
Volum rezervor:		4,0 l
Greutate (fără apă):		22 kg
Distanțe necesare:	Sus:	5 cm
	Părți laterale:	5 cm
	Spate:	5 cm
	Față:	48 cm
Umplere minimă rezervor de apă:		550 ml
Valoare PRV (supapă de reducție):		Setată la 43,5 PSI pentru a descărca presiunea în situații de suprapresiune
Siguranță termică:		Întreține alimentarea electrică a boilerului în caz de supracăldură
Specificații electrice:		220 - 240 V, 50/60 Hz, 6 A
Port Ethernet:		10/100 Base-T
Port USB:		USB 2.0
Curent:		AC
Clasă de protecție:		I
Protecție:		acoperită
Temperatură ambientală operare:		5 °C - 40 °C
Niveluri acustice:		Mediu - 56 dB, Vârf - 65 dB
Umiditate:		80% max.
Altitudine max.:		2000 m
Presiune ambientală operare:		70 kPa - 106 kPa
Consum max. apă:		268 ml

14.2 STATIM 5000 G4

Dimensiuni unitate:	Lungime:	60,0 cm
	Lățime:	41,5 cm
	Înălțime:	19,0 cm
Dimensiune casetă (exterior):	Lungime:	49,5 cm (include mânererele)
	Lățime:	19,5 cm
	Înălțime:	8 cm
Dimensiune extinsă casetă (exterior):	Lungime:	56,5 cm (include mânererele)
	Lățime:	19,5 cm
	Înălțime:	8 cm
Dimensiune casetă (interior):	Lungime:	38 cm
	Lățime:	18 cm
	Înălțime:	7,5 cm
Secțiune extinsă (interior):	Lungime:	11 cm
	Lățime:	13 cm
	Înălțime:	2,8 cm
Volum cameră de sterilizare:		5,1 l
Volum cameră de sterilizare extinsă:		5,5 l
Volum rezervor:		4,0 l
Greutate (fără apă):		34 kg
Distanțe necesare:	Sus:	5 cm
	Părți laterale:	5 cm
	Spate:	5 cm
	Față:	57 cm
Umplere minimă rezervor de apă:		550 ml
Valoare PRV (supapă de reducere):		Setată la 43,5 PSI pentru a descărca presiunea în situații de suprapresiune
Siguranță termică:		Înterupe alimentarea electrică a boilerului în caz de supracăldură
Specificații electrice:		220 - 240 V, 50/60 Hz, 6 A
Port Ethernet:		10/100 Base-T
Port USB:		USB 2.0
Curent:		AC
Clasă de protecție:		I
Protecție:		acoperită
Temperatură ambientală operare:		5 °C - 40 °C
Niveluri acustice:		Mediu - 57 dB, Vârf - 65 dB
Umiditate:		80% max.
Altitudine max.:		2000 m
Presiune ambientală operare:		70 kPa - 106 kPa
Consum max. apă:		564 ml